


Instrumententasche aus 3mm dickem Filz, Reissverschluss, links und rechts davon eine Innentasche, verstellbarer Träger

Massnahmen: oberer und unterer Durchmesser, sowie die Höhe des Instrumentes messen, passende Instrumententasche auswählen. Varianten mit zerlegtem Instrument oder zwei Instrumente in einer Tasche entsprechend prüfen.



Fertigmasstabelle

		XS	S	M	L
A	Höhe in cm	60	72	82	92
B	Durchmesser oben in cm	5	5	5	5
C	Durchmesser unten in cm	13	14	15	15
D	Innentasche H x B in cm	26 x 12	26 x 12	26 x 12	26 x 12